

## ANNEAU D'ETANCHEITE COC-SEAL

### Notice d'utilisation à l'attention du patient

Talquer légèrement le manchon ou l'anneau avant la mise en place du moignon dans l'emboiture pour éviter les efforts en traction sur l'anneau.



Si le moignon ne descend pas au fond de l'emboiture ; l'anneau risque de se dégrader. Contacter votre prothésiste.



Il est préférable de remplacer l'anneau chaque année pour une bonne tenue de la prothèse. Contactez votre prothésiste.